

Trouble-Shooting:

Problem	Solutions
<ul style="list-style-type: none">No Heat No Power	<ul style="list-style-type: none">Unplug unit from wall outlet. Verify no physical damage to the cord, controler or pad. Verify tight connection. Verify AC outlet is functional. Restart unit by sliding control to off position then back to desired heat level. Make sure pad is not folded or bunched in any area
<ul style="list-style-type: none">Control Shuts Off	<ul style="list-style-type: none">Auto Off feature is set to turn unit off after two hours of use. Re-start unit by sliding control to off positio then back to desired heat level Verify tight connection
<ul style="list-style-type: none">Pad has a Hot Spot Pad doesn't get hot enough	<ul style="list-style-type: none">Make sure pad is not folded or bunched up in any area Re-set Heat Selection by pressing Push-Button Verify light connection. Heating Pad is designed to meet maximum heat output according to UL Standards.

Dépannage:

Problème	Solutions
<ul style="list-style-type: none">Absence de chaleur Absence d'alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none">Débrancher l'appareille de la prise murale. Vérifier l'absence d'endommagement sur le cordon, la commande ou le coussin. Vérifier que les connecteurs sont serrés. Vérifier que la prise de courant alternatif fonctionne S'assurer que le coussin n'est pas plié ou regroupé à un endroit
<ul style="list-style-type: none">La commande s'arrête	<ul style="list-style-type: none">L'arrêt automatique est configuré pour arrêter l'appareil après deux heures d'utilisation. Redémarrer l'unité en faisant coulisser la commande sur la position OFF(Arrêt) puis en la repositionnant sur le niveau de chaleur souhaité. Vérifier que le connecteur est serré.
<ul style="list-style-type: none">Le coussin comporte un point chaud	<ul style="list-style-type: none">S'assurer que le coussin n'est pas plié ou regroupé à un endroit
<ul style="list-style-type: none">Le coussin ne chauffe pas suffisamment	<ul style="list-style-type: none">Sélectionner une nouvelle fois le niveau de chaleur en appuyant sur le bouton-poussoir. Vérifier que les connecteurs sont serrés. Le coussin chauffant est conçu de façon à émettre le maximum de chaleu conformément aux normes UL.




Figure 1



Figure 2

FABRIC COVER WASHING INSTRUCTIONS

- Disconnect pad from outlet.
- Remove cover from pad.
- Machine or hand wash; use mild detergent. Wash with cool water only.
- Hang to dry or machine dry on gentle, cool cycle. (Figure 2)

INSTRUCTIONS DE LAVAGE DE LA HOUSSE

- Débrancher le coussin de la prise.
- Enlever la housse du coussin.
- Laver à la main; utiliser un détergent doux. Ne laver qu'à l'eau froide.
- Accrocher pour sécher ou sécher à la machine sur un cycle délicat et sans chaleur. (Figure 2)

7-Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited (collectively "Sunbeam") warrants that for a period of seven years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's Liability?

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any expressed, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, expressed, implied, statutory or otherwise.

Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamen-tal or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of inci-dental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

If you have any questions regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call and a convenient service center address will be provided to you, or visit our web site at www.sunbeam.com

In the U.S.A. - This warranty is offered by Sunbeam Products, Inc., located in Boca Raton, Florida 33431. 1-800-435-1250

In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited, located at 5975 Falbourn Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8 1-800-667-8623

©2007 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved.
Printed in China

GARANTIE DE 7 ANS

Sunbeam Products,Inc.ou au Canada,Sunbeam Corporation (Canada) Limited (collectivement "Sunbeam")garantit que pour une période de sept ans à partir de la date d'achat,cet article sera exempt de tout vice de matériau et de fabrication.Sunbeam se réserve le droit de réparer ou de remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie.Le remplacement se fera par un article ou composant neuf ou par un article ou composant remanufacturé.

Si l'article n'est plus disponible,il sera remplacé par un article semblable de valeur égale ou supérieure.La présente constitue votre garantie exclusive. Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférabe.Veuillez conserver le reçu d'achat original.La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie.Les concessionnaires Sunbeam,centres de service et détaillants qui vendent des articles Sunbeam n'ont pas le droit d'altérer,de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni l'endommagement attribuable à la négligence,l'utilisation abusive de l'article,le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié,le non-respect du mode d'emploi,le démontage,la réparation ou l'altération par quiconque,sauf Sunbeam ou un centre de service Sunbeam agréé.Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies,inondations, ouragans et tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de Sunbeam?

Sunbeam décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite,implicite ou statutaire. Sauf disposition contraire de la législation en vigueur,toute garantie ou condition implicite concernant la qualité commerciale ou l'aptitude à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.

Sunbeam décline toute autre garantie,condition ou représentation,expresse,implicite statutaire ou autre.

Sunbeam n'est en aucune manière redevable de tout préjudice découlant de l'achat, emploi ou emploi abusif ou incapacité d'utiliser l'article,y compris tous dommages accessoires, spéciaux, indirects ou semblables, de toute perte de profits, ou de toute violation contractuelle,fondamentale ou autre, ou de toute demande portée contre l'acheteur par n'importe quelle autre partie.

Certains états,provinces et juridictions interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects,ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être soumis aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être soumis aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'un état à l'aute, d'une province à l'autre ou d'une juridiction à l'autre

Comment obtenir du service en vertu de la garantie

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou vous aimeriez obtenir du service en vertu de la garantie, veuillez appeler et l'adresse d'un centre de service proche vous sera fournie, ou visitez notre site web à l'adresse www.sunbeam.com

Aux États-Unis.La présente garantie est offerte par Sunbeam Products,Inc. située à Boca Raton,Floride33431.1-800-435-1250.

Au Canada, La présente garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited, située au 5975 Falbourn street, Mississauga (Ontario) L5R 3V8 1 800 667-8623

©2007 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Canada.
Imprimé en Chine

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER: TO REDUCE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

- READ ALL INSTRUCTIONS
- DO NOT USE WHILE SLEEPING.
- DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
- THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID,A SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON,A PERSON WITH DIABETES,OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION.
- DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
- BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING.CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
- DO NOT USE IN OXYGEN ENRICHED ENVIRONMENT.
- DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
- DO NOT SIT ON OR AGAINST OR CRUSH PAD-AVOID SHARP FOLDS.
- NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD
- DO NOT USE TEH CORD AS A HANDLE.
- CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE.DISCARD THE PAD IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGNS OF DETERIORATION.
- THIS UNIT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN WITHOUT ADULT SUPERVISION.
- PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF THE BODY NEEDING HEAT.
- USE THIS PAD ONLY ON A 110-120 VOLT AC CIRCUIT. UNPLUG WHEN NOT IN USE.
- DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY.
- THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS.IF FOR ANY REASON THIS PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY,SEE WARRANTY FOR CONSUMER SERVICE INFORMATION.
- DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT,SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS,ESPECIALLY ONES THAT CONTAIN HEAT-PRODUCING INGREDIENTS.SKIN BURNS COULD RESULT.
- DO NOT BEND OR PINCH CORD AND DO NOT USE IF CORD IS DAMAGED.
- NEVER LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED,ESPECIALLY IF CHILDREN ARE PRESENT.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS.

FIGURE 1	FIGURE 2
-----------------	-----------------

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug.If it still does not fit,contact a qualified electrician. DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THIS SAFETY FEATURE.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ NE PAS DETRUIRE

DANGER: POUR REDUIRE LE RISQUE DE BRULURES, CHOCS ELEC-TRIQUES, INCENDIE ET BLESSURES PERSONNELLES, CET ARTICLE DOIT ETRE UTILISE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.
- NE PAS UTILISER PENDANT LE SOMMEIL.
- NE PAS UTILISER SUR UN NOURISSON OU SUR UN ANIMAL.
- CE COUSSIN NE DOIT PAS ETRE UTILISE SUR OU PAR UN INVALIDE,UNE PERSONNE ENDORMIE OU INCONSCIENTE,UNE PERSONNE SOUFFRANT DE DIABETE OU PAR UNE PERSONNE AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE.
- NE PAS UTILISER SUR DES REGIONS INSENSIBLES DE LA PEAU.
- DES BRULURES PEUVENT SE PRODUIRE INDEPENDAMMENT DU REGLAGE. VERIFIER FREQUEMMENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN.
- NE PAS UTILISER DANS UN MILIEU ENRICHI D'OXYGENE.
- NE PAS UTILISER D'EPINGLES OU D'OBJETS METALLIQUES POUR FIXER LE COUSSIN EN PLACE.
- NE PAS S'ASSEOIR SUR OU CONTRE LE COUSSIN ET NE PAS L'ECRASER. EVITER DE LE PLIER EXCESSIVEMENT
- NE JAMAIS TIRER LE COUSSIN PAR SON CORDON D'ALIMENTATION.
- NE PAS SE SERVIR DU CORDON COMME POIGNEE.
- EXAMINER SOIGNEUSEMENT L'ENVELOPPE INTERIEURE AVANT CHAQUE UTILISATION.SE DEBARRASSER DU COUSSIN SI L'ENVELOPPE INTERIEURE MONTRE DES SIGNES DE DETERIORATION.
- CET APPAREIL NE DEVRAIT PAS ETRE UTILISE PAR DES ENFANTS SANS LA SURVEILLANCE PAR UN ADULTE.
- SITUER LE COUSSIN SUR ET NON PAS SOUS LA PARTIE DU CORPS DEVANT ETRE CHAUFFEE
- N'UTILISER CE COUSSIN QUE SUR UN CIRCUIT ELECTRIQUE DE 110-120 VCA. LE DEBRANCHER S'IL N'EST PAS UTILISE.
- N'ALTERER CE COUSSIN EN AUCUNE FAÇON.
- CE COUSSIN NE CONTIENT AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISA TEUR. SI CE COUSSIN DEVAIT CESSER DE BIEN FONCTIONNER,PRIERE DE CONSULTER LA GARANTIE POUR DES INFORMATIONS SUR LE SERVICE A LA CLIENTELE.
- NE PAS UTILISER CE COUSSIN AVEC DES PREPARATIONS DE LINIMENT,DE BAUME OU D'ONGUENT, SURTOUT CEUX CONTENANT DES INGREDIENTS QUI PRODUISENT DE LA CHALEUR.CECI POURRAIT CAUSER DES BRULURES DE LA PEAU.
- NE PAS PLIER NI PINCER LE CORDON ET NE PAS L'UTILISER SI LE CORDON EST ENDOMMAGE.
- NE PAS LAISSER L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE,SURTOUT SI DES ENFANTS SONT PRESENTS.
- GARDER CES INSTRUCTIONS.


FIGURE 1	FIGURE 2
-----------------	-----------------

Ce dispositif est doté d'une fiche polarisée (une des broches est plus large que l'autre). Cette fiche n'entre que dans un sens dans une prise de courant polarisée ; si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, la retourner et essayer de nouveau. Si elle ne s'enfonce toujours pas à fond, consulter un électricien qualifié. NE PAS ESSAYER DE DEJOUER CETTE MESURE DESÉCURITÉ.

Sunbeam®

Heating Pad Coussin Chauffant

Model / Modèle 756-505



IMPORTANT NOTES

Please read this entire manual carefully before using this device. Product may vary from picture.

NOTES IMPORTANTES

Veuillez lire ce manuel soigneusement en entier avant d'utiliser ce dispositif. Le produit peut différer de l'image.

www.sunbeam.com	P.N. 115605-1
--	---------------




FIGURE 1	FIGURE 2
-----------------	-----------------

FOR MODELS WITH GEL PACK:

- Heat gel in microwave.
 - Lay flat in microwave
 - Make sure gel is spread evenly across pack for proper heating.
- CAUTION: UNEVEN GEL COULD CAUSE HOT SPOTS**
 - Heat at full power (700 Watts) for one minute.
 - Remove and check heat guide.
- If not hot enough, return to microwave and heat in ten second intervals, checking Heat Guide until ready.
- If Heat Guide reads TOO HOT, let cool before use.

Gel pack safety reminders

- Gel Pack can be used without heating pad, but must be enclosed in cover.
- NEVER HEAT PAD FOR MORE THAN 90 SECONDS AT ONE TIME OR GEL PACK MAY RUPTURE AND LEAK**
- NEVER BOIL GEL PACK**
- insert Heating Pack and Gel Pack in cover
 - Lay heating pad flat.
 - Attach Gel Pack to heating pad. NOTE:You can use heating pad WITHOUT Gel pack.
 - Slip inside cover, making sure cord and controls remain on outside.
 - Close snap
- Plug cord in wall.

NOTE: Although your heating pad is meant to get hot, it should NEVER hurt or feel like it is burning your skin. If it does, remove the heating pad immediately.

For models with auto off feature:

Heating pad will automatically shut itself off after 2 hours of use. Restar unit by sliding to off position then back to desired heat level.

HOW TO USE YOUR HEATING PAD:

- Lay the cloth cover on a flat surface with the printing face up. Open the snap at the bottom.
- Insert the pad into the cover completely, fitting one side at a time. Make sure the cord and control remain on the outside of the cover.
- The pad will lie flat, filling the entire cover. Close snap.
- Plug into any 120 volt AC electrical outlet and set control to the desired heat.

WARNING: Never use the heating pad without the cloth cover.

USING MOIST HEAT OPTION ON SELECTED MODELS
Your heating pad may include a separate sponge for moist heat.

- Run warm water over sponge until it is thoroughly saturated.
- Gently wring out excess water.
- Place the sponge on top of the heating pad and slip the cloth cover over the heating pad. Snap cover closed.




FIGURE 1	FIGURE 2
-----------------	-----------------

Mode d'emploi:

- Chauffer le gel dans un four à micro-ondes.
 - Posez le gel à plat dans le four à micro-ondes.
 - Pour garantir un chauffage correct, le gel doit être distribué uniformément dans sa pochette.
- ATTENTION: DES POINTS CHAUDS PEUVENT SE PRODUIRE SI LE GEL N'EST PAS DISTRIBUÉ UNIFORMÉMENT.**
 - Chauffez à pleine puissance (700 watts) pendant une minute.
 - Enlevez et contrôlez le guide thermique.

Si la chaleur est insuffisante, remettez le gel dans le four à micro-ondes et chauffez-le par intervalles de dix secondes ; contrôlez le guide thermique jusqu'à ce que la chaleur désirée soit atteinte.

- Si le guide thermique indique TOO HOT/TROP CHAUD, laissez refroidir le gel avant l'emploi.

Rappels de sécurité pour le Gel Pack:

- Le gel pack peut être utilisé sans coussin chauffant mais il doit être enfermé dans la housse.
- NE CHAUFFEZ JAMAIS PLUS DE 90 SECONDES À LA FOIS SINON LE GEL PACK RISQUE DE SE ROMPRE ET DE FUJIR.**
- NE FAITES JAMAIS BOUILLIR LE GEL PACK.**
- Introduisez le coussin chauffant et le gel pack dans la housse.
 - Posez le coussin chauffant à plat.
 - Attachez le Gel Pack au coussin chauffant. NOTE : Vous pouvez utiliser le coussin chauffant SANS le Gel Pack.
 - Glissez-le à l'intérieur de la housse, tout en vous assurant que le cordon et les commandes restent à l'extérieur.
 - Fermez la pression.
- Branchez le cordon à la prise murale.

NOTE : Bien que votre coussin chauffant doive s'échauffer, il ne devrait JAMAIS vous faire mal ni vous donner la sensation de brûler la peau. Sinon, enlevez le coussin chauffant immédiatement.

Pour les modèles avec fonctiond'arrêt automatique:

Le coussin chauffant s'arrête automatiquement après deux heures d'utilisation. Redémarrer l'unité en faisant coulisser la commande sur la position OFF(Arrêt) puis en la repositionnant sur le niveau de chaleur souhaité.

MODE D' EMPLOI DE VOTRE COUSSIN CHAUFFANT

- Placer la housse sur une surface plate, le texte imprimé étant en haut. Ouvrir le bouton-pression du bout.
- Insérer le coussin entièrement dans la housse, un côté à la fois. S'assurer que le cordon et la commande restent à l'extérieur de la housse.
- Le coussin restera plat et remplira toute la housse. Fermer le bouton-pression.
- Brancher sur une prise de courant alternatif de 120 volts et mettre la commande au réglage de chaleur désiré.

AVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser le coussin chauffant sans la housse.

EMPLOIDEL'OPTIONCHALEURHUMIDESURCERTAINSMODÈLES
Votre coussin chauffant peut comporter une éponge pour produire une chaleur humide.

- Saturer l'éponge d'eau chaude du robinet.
- Exprimer délicatement l'excédent d'eau.
- Placer l'éponge sur le coussin chauffant et glisser la housse sur le coussin chauffant

Fermer la housse avec le bouton-pression.