

Sunbeam

Renue™ Massaging
Heating Pad

Models: 730-811-CN
730-805-CN
730-811A-CN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

DANGER: TO REDUCE RISKS OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:


1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
3. DO NOT USE ON AN INFANT OR ON AN ANIMAL.
4. THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, A SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, A PERSON WITH DIABETES, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION.
5. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
6. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING. CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
7. NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.
8. DO NOT USE IN OXYGEN ENRICHED ENVIRONMENT.
9. DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.
10. DO NOT SIT ON OR AGAINST OR CRUSH PAD; AVOID SHARP FOLDS.
11. NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.
12. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.
13. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGNS OF DETERIORATIONS.
14. THIS UNIT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN WITHOUT ADULT SUPERVISIONS.
15. USE THIS PAD ONLY ON A 110-120 VOLT AC CIRCUIT. UNPLUG WHEN NOT IN USE. DO NOT USE WITH GENERATORS, POWER CONVERTERS, OR INVERTERS.
16. DO NOT TAMPER WITH THIS PAD IN ANY WAY.
17. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS. IF FOR ANY REASON THIS PAD DOES NOT FUNCTION SATISFACTORILY, SEE WARRANTY FOR CONSUMER SERVICE INFORMATION.
18. DO NOT USE THIS PAD WITH LINIMENT, SALVE OR OINTMENT PREPARATIONS, ESPECIALLY ONES THAT CONTAIN HEAT PRODUCING INGREDIENTS, SKIN BURNS COULD RESULT.
19. PLACE PAD ON TOP OF AND NOT UNDER THE PART OF BODY NEEDING HEAT.
20. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.
21. SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: Do not massage abdomen when pain is present. Do not massage areas that are swollen, inflamed, or covered with skin eruptions. Do not use on unexplained calf pain. Consult a physician before using any equipment of this type. INCLUDES A UL/CUL LISTED TRANSFORMER ELECTRIC HEATING PAD – FOR HOUSEHOLD USE ONLY

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG IS INTENDED TO FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

- A. Soft Cover
- B. Heat Control Lo/Hi
- C. Massage/Vibration Intensity Lo/Hi
- D. Power Adapter Plug Port
- E. Power Adapter



FEATURES

Your Sunbeam® Renue™ Massaging Heating Pad comes with the following:

- Soft cover that is removable and machine washable.
- Slide control with 2 heat and 2 massage settings.

Features Of Your Renue™ Massaging Heating Pad

- Soothing warmth and vibration for sore muscles and temporary arthritic pain
- Use heat and massage therapy independently or together
- 2 heat and massage levels
- Moist heat option
- Slide control with ON indicator light
- Auto shut-off after one hour

How to Use the Renue™ Massaging Heating Pad

For Dry Heat Application

1. Lay the cloth cover on a flat surface with the embroidered side up.
2. Insert the pad, with the heated side up, into the cover completely, fitting one side at a time.
3. Make sure the cord and controller are on left side, and both remain on the outside of the cover.
4. The pad will lie flat, filling the entire cover.
5. Plug into nearest power supply.
6. Plug power adapter into controller at plug port (D).
7. Turn the controller on to desired heat and/or massage setting. Allow 15 minutes for the pad to reach the high heat setting.
8. Relax and enjoy. Do not use for more than 60 minutes at a time (not counting warm-up time).
9. When finished, turn controller off and unplug the heating pad.

CAUTION: NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.

Fabric Cover Washing Instructions

CAUTION: DO NOT DRY CLEAN! DO NOT BLEACH! DO NOT USE WRINGER!

1. Disconnect pad from outlet.
2. Remove cover from pad.
3. Machine wash cover in cool water on gentle cycle, or hand wash. Use mild detergent.
4. Hang to dry or machine dry on gentle, cool cycle.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of 2 years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use of improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A. - If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-435-1250 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada, - If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Herford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

© 2016 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. In the U.S., distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL 33431. In Canada, imported and distributed by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, 20 B Herford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).

Printed in China.

GCDS-SUM49348-JC

730-811-CN_16EFM3

PN: 189519 Rev. B

www.sunbeam.ca

Sunbeam

Coussin chauffant à
massage Renue^{MC}
Modèles : 730-811-CN
730-805-CN
730-811A-CN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – NE PAS DÉTRUIRE

DANGER: TOUJOURS L'EMPLOYER CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS CI-APRÈS POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES, INCENDIES, CHOCS ÉLECTRIQUES ET BLESSURES CORPORELLES.


1. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. NE PAS SE SERVIR DU COUSSIN DURANT LE SOMMEIL.
3. NE L'UTILISER NI POUR NOURRISSON NI POUR ANIMAL.
4. CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE EMPLOYÉ POUR OU PAR DES PERSONNES HANDICAPÉES, ENDORMIES OU SANS CONNAISSANCE, ATTEINTES DE DIABÈTE, OU AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE.
5. NE PAS LE PLACER SUR DES ZONES INSENSIBLES DE LA PEAU.
6. DES BRÛLURES POUVANT SE PRODUIRE À TOUT RÉGLAGE, SOUVENT EXAMINER LA PEAU SOUS LE COUSSIN.
7. NE JAMAIS L'EMPLOYER SANS SA HOUSSE.
8. NE PAS L'UTILISER EN PRÉSENCE D'AIR ENRICHIS D'OXYGÈNE.
9. N'EMPLOYER NI ÉPINGLES NI ATTACHES MÉTALLIQUES POUR IMMOBILISER LE COUSSIN CHAUFFANT.
10. NE PAS S'ASSEOIR SUR OU CONTRE LE COUSSIN, NE PAS L'ÉCRASER – ÉVITER ÉGALEMENT LES PLIS MARQUÉS.
11. NE JAMAIS TIRER LE COUSSIN PAR SON CORDON.
12. NE PAS EMPLOYER LE CORDON EN GUISE DE POIGNÉE.
13. EXAMINER AVEC SOIN L'ENVELOPPE INTÉRIEURE AVANT CHAQUE EMPLOI. JETER LE COUSSIN SI L'ENVELOPPE INTÉRIEURE PRÉSENTE DES SIGNES DE DÉGRADATION.
14. INTERDIRE AUX ENFANTS D'EMPLOYER LE COUSSIN SANS LA SURVEILLANCE ASSIDUE D'UN ADULTE.
15. LE BRANCHER UNIQUEMENT SUR COURANT ALTERNATIF DE 110-120 VOLTS. LE DÉBRANCHER ENTRE UTILISATIONS. N'EMPLOYER NI GÉNÉRATRICE, NI CONVERTISSEUR, NI ONDULEUR.
16. NE MODIFIER CE COUSSIN EN AUCUNE FAÇON.
17. NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, CONSULTER LES RENSEIGNEMENTS AU CONSOMMATEUR DE LA GARANTIE.
18. NE PAS SE SERVIR DU COUSSIN AVEC LINIMENT, BAUMES OU POMMADES, NOTAMMENT S'ILS CONTIENNENT DES INGRÉDIENTS THERMOGÈNES, SOUS PEINE DE BRÛLURES.
19. PLACER LE COUSSIN SUR ET NON PAS SOUS LA PARTIE DU CORPS QUI BÉNÉFICIERA DU SURCROÏT DE CHALEUR.
20. LE RANGER LE CORDON ENROULÉ EN GROSSES BOUCLES POUR N'ABÎMER NI LE CORDON NI DES PIÈCES INTERNES.
21. GARDER CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT: ne pas masser l'abdomen en présence de douleurs abdominales. Ne pas masser non plus les zones enflées, irritées ou affectées par une éruption cutanée. Ne pas employer sur mollet douloureux si la douleur est inexplicable. Consulter un médecin avant d'utiliser ce genre de produit.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, CET APPAREIL COMPREND UNE FICHE POLARISÉE (UNE BRANCHE EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE) QUI N'ENFONCE DANS LES PRISES POLARISÉES QUE DANS UN SENS. LA RETOURNER SI ELLE NE RENTRE PAS TOULEMENT DANS LA PRISE. SI ELLE NE PÉNÈTRE TOUJOURS PAS À FOND, AVOIR RECOURS À UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.

NE MODIFIER LA FICHE OU NE NEUTRALISER CETTE CARACTÉRISTIQUE DE SÉCURITÉ EN AUCUNE FAÇON.

- A. Housse douce
- B. Thermostat à boutons Bas/Haut
- C. Variateur massage/vibrations Bas/Haut
- D. Prise de l'adaptateur
- E. Adaptateur



TRANSFORMATEUR RÉPERTORIÉ UL/CUL INCLUS – COUSSIN ÉLECTRIQUE RÉSERVÉ À L'USAGE DOMESTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Le coussin chauffant à massage Renue^{MC} de Sunbeam^{MD} vient avec ce qui suit :

- Housse douce amovible et lavable à la machine.
- Commande à boutons coulissant – 2 réglages de chauffage, 2 de massage.

Caractéristiques du coussin chauffant à massage Renue^{MC}

- Chaleur calmante et vibrations pour muscles endoloris et douleurs arthritiques passagères
- Thermothérapie et massage utilisables ensemble ou séparément
- Deux (2) niveaux de chaleur et de massage
- Option chaleur humide
- Commandes coulissantes avec voyant d'utilisation
- Arrêt automatique au bout d'une heure de fonctionnement

Utilisation du coussin chauffant à massage Renue^{MC}

Thermothérapie à sec

1. Étaler la housse sur une surface plate, face brodée en haut.
2. Housser le coussin, face chauffante en haut ; ajuster un côté à la fois.
3. S'assurer que le cordon et la commande sont à gauche et restent hors de la housse.
4. Le coussin plat remplit la housse.
5. Brancher le coussin électrique sur une prise de courant proche.
6. Replier l'adaptateur à la prise (D) de la commande.
7. Régler la commande au niveau de chaleur ou de massage voulu. Le coussin atteindra la chaleur la plus haute en environ 15 minutes.
8. Goûter la détente. Ne pas s'en servir plus de 60 minutes d'affilée (sans compter le temps de chauffage).
9. Éteindre la commande en fin d'utilisation et débrancher le coussin.

ATTENTION: NE JAMAIS UTILISER LE COUSSIN SANS QUE SA HOUSSE NE SOIT EN PLACE.

Instructions de lavage de la housse

ATTENTION: NE PAS NETTOYER À SEC, JAVELLISER OU PASSER À L'ESSOREUSE!

1. Débrancher le coussin à la prise de courant.
2. Déhousser le coussin chauffant.
3. Laver la housse à l'eau froide additionnée d'un détergent neutre, au cycle délicat.
4. Faire sécher sur corde ou en sècheuse, au cycle délicat frais.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Sunbeam Products, Inc., faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement «JCS»), garantit que pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulerait la garantie. Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage consécutif ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire. Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus. JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre. JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'usage ou du mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits consécutifs, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie. Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation pour des dommages consécutifs ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également déposer d'autres droits de réclamation dans une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le service aux termes de la garantie

Aux États-Unis - Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1-800-435-1250 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Au Canada - Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 1 800 667-8623 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé au 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1. Pour tout problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle.

VEUILLEZ NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.

© 2016 Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Aux États-Unis – distribué par Sunbeam, Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL 33431. Au Canada – importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1. Sunbeam Products, Inc. est une filiale de Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).

Imprimé en Chine.

GCD5-SUM49348-JC

730-811-CN_16EFM3

PN: 189519 Rév. B

www.sunbeam.ca